


# Analizador de Ploidía PARTEC PA I



- Recuento, análisis de ploidía y ciclo celular en células animales y vegetales mediante la iluminación de la muestra con lámpara de mercurio.
- El equipo realiza un análisis de ploidía automatizado mediante el empleo de un kit comercial. El kit se basa en la extracción de los núcleos y posterior tinción con DAPI del contenido total de ADN de los núcleos individuales.
- El resultado se muestra como un histograma en tiempo real en una pantalla LCD junto con el nivel de ploidía.