


## Incubador de CO<sub>2</sub> con control de O<sub>2</sub> Forma™ Steri-Cycle™ i160



- Opción de trabajar en hipoxia (1 a 21% de O<sub>2</sub>).
- Recuperación total de todos los parámetros críticos de crecimiento en menos de 10 minutos después de la apertura de puerta.

- Sistema de humidificación exclusivo libre de condensación. Depósito de humedad cubierto, que proporciona una atmósfera de humedad sin condensación, evitando la proliferación de contaminantes.
- Simula ambientes hipóxicos (1-21%) para cultivo de células primarias, células madre y embriones.